

INSTRUKCJA INSTALACJI

UWAGA:

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania techniczne podane na opakowaniu oprogramowania.

W celu zainstalowania oprogramowania należy umieścić nośnik z programem w porcie USB komputera. Po rozpoczęciu instalacji oprogramowania sterownika urządzenia należy poczekać, aż system wyświetli informację o tym, że urządzenie jest już gotowe do użycia.

Jeśli w systemie operacyjnym jest włączona opcja **Autoodtworzenie**, wyświetli się okno, w którym należy wybrać opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**. W celu zainstalowania oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

- dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik **Instaluj.exe** (lub **setup.exe**),
- potwierdzić chęć rozpoczęcia instalacji,
- zaczekać na pojawienie się ekranu powitalnego i kliknąć przycisk **Dalej**.

Jeśli w systemie operacyjnym jest wyłączona opcja **Autoodtworzenie**, w celu zainstalowania oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

- z menu Start wybrać **Wyszukaj** (w przypadku Windows 8 opcja wyszukiwania znajduje się w menu po prawej stronie ekranu, które pojawia się po najechaniu kursorem na prawy dolny róg ekranu, natomiast w Windows 8.1 oraz Windows 10 opcję tę można wybrać po kliknięciu przycisku Start prawym przyciskiem myszki),
- w polu wyszukiwania wpisać **Komputer**,
- w wynikach wyszukiwania kliknąć **Komputer**,
- wybrać dysk umieszczony w porcie USB,
- dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik **Instaluj.exe** (lub **setup.exe**),
- potwierdzić chęć rozpoczęcia instalacji,
- zaczekać na pojawienie się ekranu powitalnego i kliknąć przycisk **Dalej**.


INSTRUKCJA INSTALACJI

Następnie należy zapoznać się z treścią Umowy licencyjnej.

Jeśli akceptujesz wszystkie postanowienia Umowy licencyjnej, zaznacz opcję **Akceptuję warunki Umowy licencyjnej**, a następnie kliknij uaktywniony przycisk **Dalej**.

Jeśli nie akceptujesz wszystkich postanowień Umowy licencyjnej, zaznacz **Nie akceptuję warunków Umowy licencyjnej**, a następnie kliknij przycisk **Anuluj**.

Wówczas – po potwierdzeniu rezygnacji – instalacja zostanie przerwana.



INSTRUKCJA INSTALACJI

Po kliknięciu przycisku **Dalej** pojawi się ekran Aktywacja:

Rejestracja [X]

W polu Numer licencji należy wpisać numer z karty rejestracyjnej i nacisnąć Akceptuj licencję.
Jeśli wymagana będzie aktywacja, producent, na podstawie numeru komputera, przydzieli klucz aktywujący. Po wprowadzeniu klucza naciśnij Dalej.

Numer licencji:

Akceptuj licencję

Anuluj

W powyższym oknie należy:

- Wpisać numer licencji (wraz z myślnikami), który znajduje się na karcie Umowa Licencyjna dostarczonej wraz z oprogramowaniem i kliknąć przycisk **Akceptuj licencję**.
- W oknie pojawi się pole **Numer komputera** z automatycznie wygenerowanym numerem. W celu uzyskania klucza aktywującego program należy:
 - kliknąć przycisk **Rejestracja on-line** i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Komputer w tym czasie powinien być połączony z siecią Internet.
 - jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu, w celu uzyskania klucza aktywującego należy skontaktować się z producentem telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 768 22 22 lub poprzez adres e-mail: wsparcie@nowaera.pl.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Rejestracja [X]

W polu Numer licencji należy wpisać numer z karty rejestracyjnej i nacisnąć Akceptuj licencję.

Jeśli wymagana będzie aktywacja, producent, na podstawie numeru komputera, przydzieli klucz aktywujący. Po wprowadzeniu klucza naciśnij Dalej.

Numer licencji:

Numer komputera:

Klucz aktywujący:

- Po podaniu poprawnego klucza aktywującego pojawi się przycisk **Dalej**, należy go kliknąć.

InstallShield Wizard [X]

W następnym kroku nastąpi weryfikacja oprogramowania. Urządzenie USB z programem musi być podłączone do tego komputera.


InstallShield

- W powyższym kroku należy upewnić się, że urządzenie USB, na którym znajduje się oprogramowanie, jest podłączone do komputera. Jeśli nie jest, należy je podłączyć i kliknąć przycisk **Dalej**.

INSTRUKCJA INSTALACJI


- W kolejnym oknie należy określić lokalizację folderu, w którym instalator zainstaluje pliki programu. Można zapisać pliki w miejscu domyślnie określonym przez program poprzez kliknięcie przycisku **Dalej** lub samodzielnie ustalić miejsce zapisu plików. W tym celu należy kliknąć przycisk **Zmień**.
- Po kliknięciu przycisku **Dalej** ukaże się okno umożliwiające rozpoczęcie procesu instalacji. Należy kliknąć przycisk **Instaluj**.

W trakcie instalacji pojawi się informacja o instalacji dodatkowego programu Aktualizator. Aby kontynuować instalację, należy kliknąć przycisk **Dalej**.



INSTRUKCJA INSTALACJI

- Gdy instalacja programu przebiegnie pomyślnie, pojawi się następujący ekran:



- Aby zakończyć proces instalacji, należy kliknąć przycisk **Zakończ**.








W celu uruchomienia zainstalowanego programu, należy wybrać odpowiednią ikonę znajdującą się na Pulpicie lub przejść do menu **Start > Programy** i wybrać katalog i skrót z nazwą programu lub przejść do menu **Start** i wybrać kafelek z nazwą programu.

W razie jakichkolwiek problemów z instalacją prosimy o informację.

Nasi konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy, pod adresem e-mail: wsparcie@nowaera.pl, telefonicznie pod numerem: **+48 58 768 22 22**.

INSTRUKCJA INSTALACJI

OZNACZENIA

	Oznacza producenta wyrobu medycznego zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach unijnych 90/385/EWG, 93/42/EWG oraz 98/79/WE.
	Oznaczenie CE na produkcie stanowi deklarację producenta potwierdzającą zgodność produktu z zasadniczymi wymogami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
	<p>Komputer i wszelkie urządzenia zasilane prądem, wykorzystywane podczas stosowania oprogramowania medycznego, powinny być wyposażone w zasilacz medyczny lub zasilacz II klasy ochronności (oznaczenie cech urządzenia z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem).</p> <p>W zasięgu pacjenta nie powinny się znajdować inne urządzenia pod napięciem, a stosowanie wyrobu może mieć miejsce wyłącznie w obecności wykwalifikowanego terapeuty.</p>
	W zasięgu pacjenta nie powinny się znajdować inne urządzenia pod napięciem, a stosowanie wyrobu może mieć miejsce wyłącznie w obecności wykwalifikowanego terapeuty.
	Należy przestrzegać podanego zakresu wilgotności względnej dla danego produktu.
	Należy przestrzegać podanego zakresu temperatur dla danego produktu.
	Produkt należy usuwać wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (Norma stosowana w krajach Unii Europejskiej oraz państwach prowadzących segregację odpadów). Symbol na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, iż urządzenie odpowiada normom dotyczącym urządzeń elektrycznych i elektronicznych i nie należy go usuwać wraz z odpadkami domowymi. Po zakończeniu cyklu żywotności urządzenia użytkownik zobowiązany jest do jego dostarczenia do stosownych centrów zbiórki, pod karą przewidzianą przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie systemów zbiórki, należy się skontaktować z miejscowym urzędem odpowiedzialnym za odpady.



Nowa Era Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa

Tel. +48 58 768 22 22

wsparcie@nowaera.pl

www.nowaera.pl



82289